


Anti-Leprel (Gros1, Oi8) ウェスタンブロット、Elisa用 ポリクローナル抗体 - Q32P28

商品番号: CM0014754



前書き

ヒトプロリル3-ヒドロキシラーゼ1

(LEPRE1/GROS1/OI8)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適しています。コラーゲン生合成および骨疾患研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LEPRE1 ウサギ pAb (LEPRE1)
備考/別名	OI8; GROS1; LEPRE1
種	ヒト
遺伝子ID	64175
免疫原	ヒトLEPRE1 (NP_071751.3) のアミノ酸497-736に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q32P28
タンパク質分子量	83kDa
発送	保冷バッグ