

## Wb・Elisa用 抗Leprel1 ウサギポリクローナル抗体 - Q8Ivl5

商品番号: CM0030650

### 前書き

LEPREL1（P3H2）を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAでの検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応。組換え免疫原を使用。コーゲンプロリル3-ヒドロキシラーゼ研究に有用です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------|
| 製品名         | LEPREL1 Rabbit pAb                                      |
| 別名          | MCVD; MLAT4; LEPREL1                                    |
| 種           | ヒト                                                      |
| GeneID (ヒト) | 55214                                                   |
| GeneID      | 55214                                                   |
| 免疫原         | ヒトLEPREL1（NP_060662.2）のアミノ酸400-700番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 |
| 起源          | ウサギ                                                     |
| カテゴリー       | ポリクローナル抗体                                               |
| 適用          | WB、ELISA                                                |
| 交差反応性       | ヒト、マウス、ラット                                              |
| SWISS       | Q8IVL5                                                  |
| タンパク質分子量    | 81kDa                                                   |
| 発送          | 氷袋                                                      |