

Ihc-P、Elisa用 抗レプチン ウサギ ポリクローナル抗体 - P41159

商品番号: CM0030851



前書き

ヒトレプチン（OB、OBS）を標的とするウサギポリクローナル抗体で、IHC-PおよびELISAで検証済みです。ヒトレプチンに対する高い特異性を有し、エネルギー恒常性、肥満、糖尿病研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	レプチン ウサギ pAb
備考/別名	OB; OBS; LEPD; レプチン
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3952
GeneID	3952
免疫原	組換えタンパク質：ヒトレプチン（NP_000221.1）のアミノ酸22-167に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P41159
タンパク質分子量	19kDa
輸送	氷袋