

Wb、If/Icc、Elisa用抗レプチンウサギポリクローナル抗体 - P41159

商品番号: CM0018594



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済みのレプチンウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。肥満、糖尿病、代謝シグナル伝達の研究に不可欠なツールです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Leptin Rabbit pAb
備考/別名	OB; OBS; LEPD; Leptin
種	ヒト
GeneID	3952 (Human)
免疫原	ヒトレプチン (NP_000221.1) のアミノ酸1-100内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P41159
タンパク質分子量	19kDa
配送	アイスバッグ