

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗レプチン受容体 モノクローナル抗体 - P48357

商品番号: CM0003721



前書き

レプチン受容体 ウサギ

モノクローナル抗体は、WB、IHC-P、ELISAで検証済みです。ヒト、マウス、ラットと交差反応します。食欲とエネルギー代謝の主要な調節因子である約132 kDaのLEPRを検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	レプチン受容体 ウサギ mAb
備考/別名	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; レプチン受容体
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3953
GeneID	3953
免疫原	ヒトレプチン受容体 (P48357) のアミノ酸1000-1100に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48357
タンパク質分子量	132kDa
発送	保冷バッグ