

Wb、If/Icc、Elisa用抗レプチン受容体ポリクローナル抗体 - P48357

商品番号: CM0030554



前書き

ヒトレプチン受容体（LEPR、CD295）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ラットとの交差反応性があります。レプチンシグナル伝達、エネルギー恒常性、および代謝調節の調査に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Leptin Receptor Rabbit pAb
備考/別名	OBR; OB-R; CD295; LEP-R; LEPRD; Leptin Receptor
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3953
遺伝子ID	3953
免疫原	ヒトLEPR (NP_002294.2) のアミノ酸1070-1165に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト, ラット
SWISS	P48357
タンパク質分子量	132kDa
配送	保冷バッグ