


抗Letm1ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - O95202

商品番号: CM0020116



前書き

ヒトLETM1ミトコンドリア輸送体のN末端領域を標的とした高品質ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで実証済み、マウス・ラットと交差反応性あり。ミトコンドリア生物学や神経変性研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LETM1 Rabbit pAb
別名	Mdm38; CONDMIM; SLC55A1; LETM1
由来種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3954
遺伝子ID	3954
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLETM1 (NP_036450.1) のアミノ酸1-140番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95202
タンパク質分子量	83kDa
配送方法	氷袋梱包