

Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用抗Letmd1ポリクローナル抗体 - Q6P1Q0

商品番号: CM0024278

前書き

ヒトLETMD1を標的とするウサギポリクローナル抗体で、WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAでの使用が検証済みです。マウスおよびラットと交差反応します。ミトコンドリア機能研究やがん研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LETMD1 ウサギ pAb
別名	HCCR; HCCR1; HCCR2; HCCR-1; HCCR-2; HCRR-2; SLC55A3; I110019O13Rik; LETMD1
種	ヒト
GeneID	25875
免疫原	ヒトLETMD1 (NP_056231.3) のアミノ酸161～360に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q6P1Q0
タンパク質分子量	42kDa
配送方法	氷袋