

抗ロイコシアリン（Spn/Cd43）ポリクローナル抗体 Wb、Ihc-P、If/Icc、Elisa用途 - P16150

商品番号: CM0027917

前書き

白血球シアロ糖タンパク質であるヒトロイコシアリン（SPN/CD43）を標的とするウサギポリクローナル抗体です。WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに適しており、マウスおよびラットと交差反応します。T細胞機能や白血球トラフィッキング研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	SPN ウサギpAb
別名	LSN; CD43; GALGP; GPL115; LEU-22; SPN
種	ヒト
GeneID (ヒト)	6693
GeneID	6693
免疫原	ヒトSPN（NP_003114.1）のアミノ酸276-400番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P16150
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤