

Wb、Elisa用 抗Lf1ウサギポリクローナル抗体 - Q6Taq6

商品番号: CM0020562

前書き

ホメオボックス-ロイシンジッパー転写因子（HOX10/OsHB1）であるイネ（Oryza sativa）LF1特異的ウサギポリクローナル抗体。WBおよびELISAで検証済み。遺伝子調節および植物発生研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LF1 ウサギ pAb
備考/別名	hbl; HOX10; OsHB1; OsHox10; OsJ_008792; LF1
種	イネ (Oryza sativa)
GeneID	4331345
免疫原	組換えタンパク質 イネLF1のアミノ酸400-500に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (Q6TAQ6)。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	イネ (Oryza sativa)
SWISS	Q6TAQ6
タンパク質分子量	92kDa
発送	保冷バッグ