

Anti-Lgals3Bp Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - Q08380

商品番号: CM0027638



前書き

ヒトLGALS3BP (90K/Mac-2-BP)

を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証済み。マウスおよびラットと交差反応します。細胞接着、がん、および免疫防御の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LGALS3BP Rabbit pAb
備考/別名	90K; M2BP; gp90; CyCAP; BTBD17B; MAC-2-BP; TANGO10B; LGALS3BP
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3959
GeneID	3959
免疫原	組換えタンパク質[ヒトLGALS3BP (NP_005558.1) のアミノ酸306-585に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q08380
タンパク質分子量	65kDa
配送	アイスバッグ