


ウエスタンブロットおよびElisa用 抗Lgalsl ウサギポリクローナル抗体 - Q3Zcw2

商品番号: CM0024314



前書き

ヒトガレクチン関連タンパク質（LGALS1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットティングおよびELISAで検証済みで、マウスとの交差反応性あり。非糖鎖結合性レクチンおよびガレクチンファミリー機能に関する研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LGALS1 ウサギ pAb
備考/別名	GRP; HSPC159; LGALS1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29094
GeneID	29094
免疫原	ヒトLGALS1 (NP_054900.2) のアミノ酸1-172に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	Q3ZCW2
タンパク質分子量	19kDa
発送方法	保冷剤 (アイスバッグ)