

Wb、Elisa用Anti-Lgi1ポリクローナル抗体 - O95970

商品番号: CM0026345



前書き

LGI1に対するウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットとの反応性を示し、WBおよびELISAで検証済みです。てんかんおよびシナプス機能の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LGI1 Rabbit pAb
備考/別名	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	9211
免疫原	ヒトLGI1 (NP_005088.1) のアミノ酸301-557に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	O95970
タンパク質分子量	64kDa
配送	アイスバッグ