

WbおよびElisa用 抗Lgi1ウサギモノクローナル抗体 - O95970

商品番号: CM0003521



前書き

ウエスタンブロット（WB）およびELISA用の抗LGI1ウサギモノクローナル抗体。ヒトLGI1（O95970）を標的とし、マウスおよびラットとの交差反応性を有します。シナプス伝達およびてんかんメカニズムに関する神経科学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LGI1 ウサギ mAb
備考/別名	EPT; ETL1; ADLTE; ADPAEF; ADPEAF; IB1099; EPITEMPIN; LGI1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9211
GeneID	9211
免疫原	合成ペプチド（ヒトLGI1（O95970）のアミノ酸150-250に対応する配列の合成ペプチド）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス, ラット
SWISS	O95970
タンパク質分子量	64kDa
輸送	保冷バッグ