


抗Lgr4ウサギポリクローナル抗体（Wb、If-P、Elisa用） - Q9Bxb1

商品番号: CM0014533



前書き

WB、IF-P、ELISAで検証済みのLGR4ウサギポリクローナル抗体。器官形成、幹細胞維持、骨リモデリングに不可欠なWntシグナル伝達受容体であるヒト、マウス、ラットのLGR4と反応します。IVD研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LGR4ウサギpAb
備考/別名	DPSL; GPR48; BNMD17; LGR4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55366
遺伝子ID	55366
免疫原	ヒトLGR4の320-540アミノ酸に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_060960.2)
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9BXB1
タンパク質重量	104kDa
配送	アイスバック