


Wb、Fc、Elisa用抗Lgr5ポリクローナル抗体 - O75473

商品番号: CM0021326



前書き

ヒトLGR5（GPR49、幹細胞マーカー）を標的とするウサギポリクローナル抗体。WB、FC、ELISAで検証済み。マウスと交差反応します。腸および毛包幹細胞の研究に適しています。氷冷にて出荷されます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	LGR5 Rabbit pAb
備考/別名	FEX; HG38; GPR49; GPR67; GRP49; LGR5
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8549
GeneID	8549
免疫原	ヒトLGR5 (NP_003658.1) のアミノ酸480-580領域内の配列に対応する合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, FC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75473
タンパク質分子量	99998 Da
配送	氷袋