

Wb、If/Icc、Elisa用抗Lgr6ウサギモノクローナル抗体 - Q9Hbx8

商品番号: CM0009575

前書き

Western

blot、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗LGR6ウサギモノクローナル抗体です。Wntシグナル伝達を増強し、表皮幹細胞のマーカーであるR-spondin受容体であるヒトおよびラットLGR6を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LGR6 ウサギmAb
別名	GPCR; VTS20631; LGR6
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	59352
GeneID	59352
免疫原	ヒトLGR6 (Q9HBX8) のアミノ酸801-900番目の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、ラット
SWISS	Q9HBX8
タンパク質分子量	104kDa
配送方法	保冷剤