

Lgr6 ウサギポリクローナル抗体（Wb・Elisa用） - Q9Hbx8

商品番号: CM0029728

前書き

ヒトLGR6を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、ウエスタンブロットおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラットのLGR6と反応し、幹細胞研究やWntシグナル伝達研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LGR6 Rabbit pAb
別名	GPCR; VTS20631; LGR6
対象種	ヒト
GeneID	59352
免疫原	ヒトLGR6（NP_001017403.1）のアミノ酸350～510番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9HBX8
タンパク質分子量	104kDa
発送方法	保冷剤