

## If-P、Ihc-P、Elisa用抗Lhbラビットモノクローナル抗体 - P01229

商品番号: CM0009430

### 前書き

ヒト黄体形成ホルモンベータサブユニット（LHB）に対するラビットモノクローナル抗体。免疫蛍光、免疫組織化学、ELISAに適しています。生殖内分泌学の研究に最適です。

### [詳細を学ぶ](#)

| パラメータ       | 値                                            |
|-------------|----------------------------------------------|
| 製品名         | LHB Rabbit mAb                               |
| 備考/別名       | CGB4; HH23; LSH-B; LSH-beta                  |
| 種           | ヒト                                           |
| GeneID (ヒト) | 3972                                         |
| GeneID      | 3972                                         |
| 免疫原         | ヒトLHB (NP_000885.1) のアミノ酸21-141に相当する組換えタンパク質 |
| ソース         | ラビット                                         |
| カテゴリー       | モノクローナル抗体                                    |
| アプリケーション    | IF-P, IHC-P, ELISA                           |
| 交差反応性       | ヒト                                           |
| SWISS       | P01229                                       |
| タンパク質分子量    | 15 kDa                                       |
| 配送          | 氷袋                                           |