


Wb、Ihc-P、Elisa用抗Lh(Cga/Lhb)モノクローナル抗体 - P01215 / P01229

商品番号: CM0006671



前書き

CamelBioはヒトLH（CGA/LHB）を標的とするウサギモノクローナル抗体を提供しており、WB、IHC-P、ELISAの用途に適しています。生殖ホルモンアッセイを開発するIVD研究者向けに設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LH(CG/LHB) ウサギmAb
備考/別名	HCG; LHA; FSHA; GPA1; GPHa; TSHA; GPH1; CG-ALPHA; LH(CG/LHB)
種	ヒト
GeneID (ヒト)	1081/3972
GeneID	1081/3972
免疫原	ヒトCGAおよびLHBのアミノ酸25-116を含む組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	P01215/P01229
タンパク質分子量	13KDa/15KDa
配送方法	保冷剤