


Wb、If-P、Elisa用Anti-Lhcgrポリクローナル抗体 - P22888

商品番号: CM0020050



前書き

マウスとの交差反応性を持つWB、IF-P、ELISA用LHCGRウサギpAb。生殖生物学および甲状腺機能における黄体化ホルモン-絨毛性ゴナドトロピン受容体の研究に最適です。SWISS: P22888。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHCGR Rabbit pAb
備考/エイリアス	LHCGR; HHG; LCGR; LGR2; LH/CG-R; LH/CGR; LHR; LHRHR; LSH-R; ULG5; lutropin-choriogonadotropic hormone receptor
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3973
遺伝子ID	3973
免疫原	合成ペプチド
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P22888
タンパク質分子量	71kDa/78kDa
配送	アイスバッグ