

Anti-Lhcgr ウサギポリクローナル抗体（Wb, If-P, Elisa対応） - P22888

商品番号: CM0026186



前書き

ウェスタンブロット、免疫蛍光、ELISAで検証されたLHCGRウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのLHCGRと反応します。性腺刺激ホルモンシグナル伝達および生殖内分泌学の研究に最適です。組換え免疫原を使用しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHCGR ウサギ pAb
備考/別名	HHG; LHR; LCGR; LGR2; ULG5; LHRHR; LSH-R; LH/CGR; LH/CG-R; LHCGR
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3973
GeneID	3973
免疫原	ヒトLHCGR (NP_000224.2) のアミノ酸200-360に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P22888
タンパク質分子量	79kDa
配送	アイスバッグ