

WbおよびElisa用 Anti-Lhx1 ポリクローナル抗体 - P48742

商品番号: CM0022374

前書き

ウエスタンブロットおよびELISAアプリケーションに適したAnti-LHX1ウサギポリクローナル抗体。ヒトLHX1を認識し、マウスおよびラットとの交差反応性を示します。転写制御および中胚葉形成の研究に有用です。UniProt P48742。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX1 ウサギ pAb
備考/別名	LIM1; LIM-1; LHX1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3975
GeneID	3975
免疫原	ヒトLHX1 (NP_005559.2) のアミノ酸300からC末端に相当する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	マウス、ラット
SWISS	P48742
タンパク質分子量	45kDa
発送	保冷バッグ