

Wb、Elisa用抗Lhx1ポリクローナル抗体 - P48742

商品番号: CM0021512

前書き

ヒトLHX1（LIM1）を標的とするウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロットおよびELISAでバリデーション済み。ヒト、マウス、ラットのサンプルに反応します。発生生物学およびがん研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX1ウサギpAb
備考／別名	LIM1; LIM-1; LHX1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3975
GeneID	3975
免疫原	ヒトLHX1（NP_005559.2）のアミノ酸120～180に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48742
タンパク質分子量	45 kDa
輸送	保冷剤