

Wb、Elisa用抗Lhx3モノクローナル抗体 - Q9Ubr4

商品番号: CM0003493

前書き

WBおよびELISA用に検証されたウサギ抗LHX3モノクローナル抗体。ヒト、マウス、ラットのLHX3（下垂体および神経系の発達における重要な転写因子）を検出します。分子量 43kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX3 Rabbit mAb
備考/別名	LIM3; CPHD3; M2-LHX3; LHX3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	8022
GeneID	8022
免疫原	合成ペプチド ヒト LHX3 (Q9UBR4) のアミノ酸250-350領域内の配列に対応する合成ペプチド。
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UBR4
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ