

Wb、Ihc-P、Elisa用Anti-Lhx4ポリクローナル抗体 - Q969G2

商品番号: CM0029512



前書き

LHX4 Rabbit

pAbは、ヒト、マウス、ラットのサンプルにおいてW
B、IHC-

P、ELISAで検証されたポリクローナル抗体です。肺
の発生に関与する転写因子であるLIM/homeoboxタ
ンパク質Lhx4を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX4 Rabbit pAb
備考/別名	CPHD4; LHX4
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	89884
遺伝子ID	898984
免疫原	ヒトLHX4 (NP_203129.1) のアミノ酸121-390に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q969G2
タンパク質分子量	43kDa
配送	アイスバッグ