

WbおよびElisa用抗Lhx5ウサギポリクローナル抗体 - Q9H2C1

商品番号: CM0019736

前書き

ヒト、マウス、ラットと反応するWBおよびELISA用抗LHX5ウサギポリクローナル抗体。LIM/ホメオボックス・タンパク質Lhx5（44 kDa、Q9H2C1）を標的とし、神経分化を制御します。神経科学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX5ウサギpAb
備考／別名	LHX5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	64211
GeneID	64211
免疫原	ヒトLHX5（NP_071758.1）のアミノ酸120～180に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H2C1
タンパク質分子量	44kDa
輸送	保冷バッグ