

抗Lhx6ポリクローナル抗体（Wb、Elisa用） - Q9Upm6

商品番号: CM0029008

前書き

ウサギ由来抗LHX6ポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの使用が検証済みです。ヒト、マウス、ラットのLHX6を認識し、GABA作動性介在ニューロンの発生や転写調節の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX6 ウサギ pAb
備考／別名	hLHX6, LHX6.1, LHX6
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	26468
遺伝子ID	26468
免疫原	組換えタンパク質 ヒトLHX6（NP_055183.2）のアミノ酸143～392番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9UPM6
タンパク質分子量	40kDa
発送	保冷剤