

Wb、Elisa用抗Lhx6ウサギポリクローナル抗体 - Q9Upm6

商品番号: CM0021173

前書き

ヒト試料におけるWBおよびELISAで検証済みのLHX6ウサギポリクローナル抗体です。LHX6はインターニューロンの遊走と大脳皮質の発生に必須なLIMホメオボックス転写因子です。神経科学および発生生物学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX6 Rabbit pAb
略称/別名	LHX6; LHX6.1; LIM homeobox 6
対象種	ヒト
GeneID	26468
免疫原	ヒトLHX6（NP_001229263.1）のアミノ酸250～350領域の配列に対応する合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UPM6
タンパク質分子量	19kDa/38kDa/40kDa/41kDa/43kDa
発送方法	保冷剤