

抗Lhx8ウサギポリクローナル抗体（Wb、If/Icc、Elisa対応） - Q68G74

商品番号: CM0018248

前書き

ウェスタンブロッティング、IF/ICC、ELISAで検証済みの抗LHX8ウサギポリクローナル抗体です。神経および間葉系分化に関与するLIMホメオボックス転写因子であるヒトLHX8を検出します。神経科学および発生学の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX8 ウサギ pAb
別名	LHX7; LHX8
対象種	ヒト
遺伝子ID	431707
免疫原	ヒトLHX8（NP_001001933.1）のアミノ酸1-220に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用アッセイ	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q68G74
タンパク質分子量	39kDa
発送方法	氷袋梱包