


Wb、Elisa用 抗Lhx9 ウサギ ポリクローナル抗体 - Q9Nq69

商品番号: CM0014848



前書き

ヒトLHX9を標的とするウサギポリクローナル抗体。
WBおよびELISAに適しています。ヒト、マウス、ラットと交差反応性があります。LHX9は生殖腺発育に関与するLIM/ホメオボックスタンパク質です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LHX9 ウサギ pAb
備考/別名	LHX9
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	56956
免疫原	ヒトLHX9 (NP_064589.2) のアミノ酸1-70に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NQ69
タンパク質分子量	44kDa
発送	保冷バッグ