

Wb、Elisa用 抗Lif ウサギポリクローナル抗体 - P09056

商品番号: CM0019993



前書き

CamelBioは、WBおよびELISA用に検証済みのマウス白血球抑制因子（LIF）に対するウサギポリクローナル抗体を提供しており、胚性幹細胞の自己複製と着床の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Lif ウサギ pAb
種	マウス
GeneID (ヒト)	3976
GeneID	16878
免疫原	マウスLif（NP_032527.1）のアミノ酸24-203に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB、ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P09056
タンパク質分子量	22kDa
発送	保冷バッグ