

Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Lif ウサギポリクローナル抗体 - P15018

商品番号: CM0016590



前書き

ヒトLIFに対する高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットのLIF（22kDa）と反応します。幹細胞生物学およびサイトカインシグナル伝達研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIF ウサギ pAb
備考/別名	CDF; DIA; HILDA; MLPLI; LIF
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3976
GeneID	3976
免疫原	合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P15018
タンパク質分子量	22kDa
配送	保冷バッグ