


Wb、Elisa用抗Lifrウサギポリクローナル抗体 - P42702

商品番号: CM0017879



前書き

ヒトLIFRに対するウサギポリクローナル抗体。ウエスタンブロッティングおよびELISAに適しています。マウスと交差反応します。サイトカイン受容体複合体に関与するシグナル伝達サブユニットである白血病抑制因子受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIFR ウサギ pAb
備考/別名	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R; LIFR
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3977
免疫原	ヒト LIFR (NP_002301.1) のアミノ酸500-700に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	マウス
SWISS	P42702
タンパク質分子量	124kDa
発送	保冷バッグ