

Wb、If/Icc、Elisa用抗Lig1ウサギポリクローナル抗体 - P18858

商品番号: CM0022692



前書き

ヒトDNAリガーゼ1（LIG1）に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済みで、ヒトおよびマウスとの交差反応性があります。LIG1はDNA修復、複製、組換えにおいて重要な役割を果たします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIG1ウサギpAb
備考／別名	LIG1; IMD96; hLig1; LIG1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3978
GeneID	3978
免疫原	ヒトLIG1のアミノ酸565～790を含む組換え融合タンパク質（NP_000225.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P18858
タンパク質分子量	102 kDa
輸送	保冷剤