

If/Icc、Fc用 標識 抗ヒトLilra2/Cd85H モノクローナル抗体 - Q8N149

商品番号: CM0010981



前書き

免疫蛍光法およびフローサイトメトリー用の標識ウサギ抗ヒトLILRA2モノクローナル抗体。自然免疫受容体ILT-1を標的とし、ヒト検体で検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	標識 ウサギ抗ヒト LILRA2/CD85h モノクローナル抗体
備考/別名	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
種	ヒト
GeneID	11027
免疫原	ヒトLILRA2/CD85h (NP_001124389.2) のアミノ酸24-449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N149
タンパク質分子量	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
発送	保冷剤（氷袋）