

If/Icc、Fc、Elisa用 抗Lilra2/Cd85H ウサギモノクローナル抗体 - Q8N149

商品番号: CM0009268



前書き

IF/ICC、FC、ELISA用に検証済みのLILRA2/CD85h ウサギモノクローナル抗体。ヒトLILRA2 (UniProt Q8N149)

に特異的に反応します。自然免疫および微生物感染研究アプリケーションに適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LILRA2/CD85h ウサギmAb
備考/別名	ILT1; LIR7; CD85H; LIR-7
種	ヒト
GeneID (ヒト)	11027
GeneID	11027
免疫原	ヒトLILRA2/CD85h (NP_001124389.2) のアミノ酸24-449に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N149
タンパク質分子量	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
発送	保冷バッグ