


Wb、Fc、Elisa用抗Lilrb1/Cd85J/Ilt2モノクローナル抗体 - Q8Nhl6

商品番号: CM0006854



前書き

ウエスタンブロット、フローサイトメトリー、ELISAで検証済みのヒトLILRB1（CD85j/ILT2）に対するウサギモノクローナル抗体。MHCクラスIに対する抑制性受容体であり、免疫チェックポイントおよび自然免疫の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LILRB1/CD85j/ILT2ウサギmAb
備考／別名	ILT2; LIR1; MIR7; PIRB; CD85j; ILT-2; LIR-1; MIR-7; PIR-B; LILRB1/CD85j/ILT2
種	ヒト
GeneID	10859
免疫原	ヒトLILRB1/CD85j/ILT2の組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	WB、FC、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHL6
タンパク質分子量	49KDa/70KDa/71KDa
配送	保冷バッグ