

Wb/Elisa用 抗Lilrb2/Cd85D/Ilt4 ウサギポリクローナル抗体 - Q8N423

商品番号: CM0013087



前書き

ヒトLILRB2 (CD85d/ILT-4)に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAで検証済み。免疫寛容、HLA-G相互作用、単球および樹状細胞における受容体シグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LILRB2/CD85d/ILT4 ウサギ pAb
備考/別名	ILT4; LIR2; CD85D; ILT-4; LIR-2; MIR10; MIR-10; LILRB2/CD85d/ILT4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	10288
GeneID	10288
免疫原	ヒトLILRB2/CD85d/ILT4のアミノ酸479-598に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_005865.3)
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
適用	WB, ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N423
タンパク質分子量	65kDa
発送	保冷バッグ