


Wb、Elisa用抗Lilrb3ポリクローナル抗体 - O75022

商品番号: CM0020716



前書き

ヒトLILRB3 (ILT5/CD85a) に対するウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。マウスと交差反応します。LILRB3はB細胞および単球上の抑制性受容体であり、活性化を負に調節します。免疫研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LILRB3 ウサギpAb
備考/別名	HL9; ILT5; LIR3; PIRB; CD85A; ILT-5; LIR-3; PIR-B; LILRA6; LILRB3
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	11025
遺伝子ID	11025
免疫原	合成ペプチド
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	O75022
タンパク質分子量	69kDa
輸送方法	水袋