

抗Lilrb4ポリクローナル抗体 (Wb, Ihc, If, Elisa用) - Q8Nhj6

商品番号: CM0025419



前書き

ヒト LILRB4 (ILT3/CD85K)
に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、IF-P、ELISAに適しており、ヒト、マウス、ラットの検出が可能です。免疫寛容および腫瘍免疫研究における抑制性免疫受容体を標的としています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LILRB4 ウサギpAb
備考/別名	B4; ILT3; LIR5; CD85K; ILT-3; LIR-5; LILRB4
種	ヒト
遺伝子ID	11006
免疫原	組換えタンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q8NHJ6
タンパク質重量	49kDa
配送	アイスパック