

抗Limキナーゼ1 (Limk1) ウサギモノクローナル抗体 (Wb、Ihc-P、Elisa用) - P53667

商品番号: CM0006715



前書き

ウエスタンブロット、IHC-

P、ELISA用のLIMキナーゼ1 (LIMK1) に対するIVD
グレードのウサギモノクローナル抗体。ヒト、マウス
、ラットのLIMK1を検出。アクチン細胞骨格およびシ
グナル伝達研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIMキナーゼ1 (LIMK1) ウサギmAb
備考/別名	LIMK1; LIMK; LIMK-1; LIMドメインキナーゼ1; LIMキナーゼ1 (LIMK1)
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3984
遺伝子ID	3984
免疫原	ヒトLIMキナーゼ1 (LIMK1) (NP_002305.1) のアミノ酸630-647に対応する合成ペプチド。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P53667
タンパク質分子量	33kDa/68kDa/70kDa/72kDa
輸送	保冷バッグ