

Wb・Elisa用抗Lim2ウサギポリクローナル抗体 - P55344

商品番号: CM0024978



前書き

ヒトLIM2

(MP19)を標的とする高品質ウサギポリクローナル抗体で、WBおよびELISAでの検証が完了しています。ヒト、マウス、ラット検体を用いた水晶体発生および白内障形成研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	LIM2 Rabbit pAb
別名	MP17, MP19, CTRCT19, LIM2
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3982
GeneID	3982
免疫原	ヒトLIM2 (NP_085915.2)のアミノ酸25～110番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P55344
タンパク質分子量	20kDa
発送方法	氷袋梱包