

抗Lima1ポリクローナル抗体（Wb、Ihc-P、Elisa用） - Q9Uhb6

商品番号: CM0017022



前書き

ヒトLIMA1（EPLIN）に特異的な高品質ウサギポリクローナル抗体。WB、IHC-P、ELISAでの検証済みで、マウスLIMA1も検出可能。アクチン動態、一次繊毛、コレステロール吸収の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIMA1 ウサギ pAb
備考/別名	EPLIN; LDLCQ8; SREBP3; LIMA1
対象種	ヒト
GeneID（ヒト）	51474
GeneID	51474
免疫原	ヒトLIMA1（NP_057441.1）のアミノ酸560～759番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、IHC-P、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9UHB6
タンパク質分子量	85kDa
輸送方法	氷袋