

Wb、Elisa用抗Limch1ポリクローナル抗体 - Q9Upq0

商品番号: CM0022121

前書き

ウェスタンブロットおよびELISAに使用できる高品質な抗LIMCH1ウサギポリクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。細胞の移動と接着を調節するアクチンストレスファイバー関連タンパク質を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIMCH1ウサギpAb
備考／別名	LMO7B; LIMCH1A; LIMCH1
種	ヒト
GeneID（ヒト）	22998
免疫原	ヒトLIMCH1（NP_001106189.1）のアミノ酸150～450に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
用途	WB、ELISA
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UPQ0
タンパク質分子量	122 kDa
輸送	保冷バッグ