


Wb、If/Icc、Elisa用抗Lims1ポリクローナル抗体 - P48059

商品番号: CM0017114



前書き

ヒトLIMS1 (PINCH1) に対するウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAでの検証済み。ヒトおよびマウスのサンプルに適しています。細胞接着および細胞骨格研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIMS1ウサギpAb
備考／別名	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
生物種	ヒト
GeneID (ヒト)	3987
GeneID	3987
免疫原	ヒトLIMS1 (NP_001180417.1) のアミノ酸1〜325に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB、IF/ICC、ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P48059
タンパク質分子量	37kDa
配送	保冷バッグ