

Anti-Lims1 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, If/Icc, Elisa - P48059

商品番号: CM0030815



前書き

ヒトLIMS1 (PINCH-1)

を標的とする高品質なウサギポリクローナル抗体。WB、IF/ICC、ELISAで検証済み。ヒト、マウス、ラットと反応します。焦点接着および細胞移動の研究に最適です。37kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIMS1 Rabbit pAb
備考/別名	PINCH; PINCH1; PINCH-1; LIMS1
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	3987
免疫原	ヒトLIMS1 (NP_001180417.1) のアミノ酸1-325に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	P48059
タンパク質分子量	37kDa
配送	氷袋