


Wb、Ihc-P、Elisa用 抗Lin28A モノクローナル抗体 - Q9H9Z2

商品番号: CM0007221



前書き

ヒトLIN28Aを標的とする組換えウサギモノクローナル抗体。ウェスタンブロット、IHC-P、ELISAで検証済み。23 kDaのタンパク質を検出し、マウスおよびラットと交差反応性を示します。多能性および癌研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIN28A ウサギ PolymAb®
備考/別名	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A
種	ヒト
GeneID (ヒト)	79727
GeneID	79727
免疫原	ヒトLIN28Aのアミノ酸100-200に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。(NP_078950.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	WB, IHC-P, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9H9Z2
タンパク質分子量	23kDa
輸送	保冷バッグ