


Anti-Lin28A Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H9Z2

商品番号: CM0027786



前書き

WB、IHC-P、IF/ICC、ELISAに使用可能な高品質な抗LIN28Aウサギポリクローナル抗体。ヒトおよびマウスLIN28Aを標的とし、多能性およびmiRNA生合成の重要な調節因子です。幹細胞および腫瘍学研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIN28A Rabbit pAb
備考/別名	CSDD1; LIN28; LIN-28; ZCCHC1; lin-28A; LIN28A
種	ヒト (Human)
GeneID (ヒト)	79727
GeneID	79727
免疫原	ヒトLIN28A (NP_078950.1) のアミノ酸100-209内の配列に対応する合成ペプチド
由来	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	Q9H9Z2
タンパク質分子量	23kDa
配送	氷袋