


WbおよびElisa用Anti-Lin7Cウサギポリクローナル抗体 - Q9Nup9

商品番号: CM0023677



前書き

ウェスタンブロットおよびELISAで検証されたAnti-LIN7Cウサギポリクローナル抗体。ヒト、マウス、およびラットのLIN7C (Q9NUP9) と反応します。細胞極性、膜輸送、およびシナプス組織化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	LIN7C Rabbit pAb
備考/別名	MALS3; VELI3; LIN-7C; MALS-3; LIN-7-C; LIN7C
種	ヒト
GeneID (ヒト)	55327
免疫原	ヒトLIN7C (NP_060832.1) のアミノ酸1-70に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	ポリクローナル抗体
アプリケーション	WB, ELISA
交差反応性	ヒト、マウス、ラット
SWISS	Q9NUP9
タンパク質分子量	22kDa
配送	保冷バッグ